

Uśredniacz

Urządzenie do poboru próby reprezentatywnej dla niejednorodnych próbek

Możliwości urządzenia:

- pobór próby reprezentatywnej
- w czasie kilkunastu sekund można uzyskać jednocześnie dowolne podziały: 1/10, 1/20, 1/40, 1/100
- dla cząstek do 2 mm

Działanie:

- uśredniacz składa się z dwóch stopni rozsypania (lejka górnego i środkowego) oraz układu przesypywania (stożka dolnego)

- lejek górny uśredniacza wprowadzany jest w ruch obrotowy dzięki sprężynie, część środkowa uśredniacza „pracuje” po zwolnieniu górnego stożka poprzez naciśnięcie na przycisk. Przycisk jest widoczny po zdjęciu górnej części uśredniacza

- w dolnym stożku, w podstawie uśredniacza są otwory w które wkłada się naczynka na próbkę reprezentatywną

Naczynka różnią się średnicą np. w najmniejszym próbniku jest 1/100 próby, w średniej wielkości - 1/20, a w największym - 1/10

Zapewniamy:

- szkolenie
- wsparcie techniczne
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

